



INSTRUKCJA UŻYWANIA

STERYLNY HIPERTONICZNY ROZTWÓR CHLORKU SODU 3% W AMPUŁKACH DO INHALACJI

Nie do wstrzykiwań.

WSKAZANIA

Pobudza usuwanie wydzieliny w dolnym odcinku dróg oddechowych na skutek osmotycznego działania, na przykład w przypadku mukowiscydozy, rozstrzeni oskrzeli, zapalenia oskrzeli.

Zapobiega wysuszeniu śluzu oskrzelowego.

Hipertoniczny 3% roztwór NaCl do inhalacji może być stosowany z nebulizatorami pneumatycznymi lub ultradźwiękowymi.

RODZAJ I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Opakowanie zawiera 30 jednodawkowych ampułek o pojemności 4 ml.

SKŁAD

Chlorek sodu: 3 g
Woda oczyszczona q.s. 100 ml
Bez konserwantów

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYWANIA

Zaleca się stosowanie jednej ampułki jednodawkowej hipertonicznego 3% roztworu NaCl do inhalacji 2 – 4 razy dziennie.

Oderwać ampułkę i otworzyć ją, odkręcając górną część.

Wlać roztwór do inhalacji do nebulizatora.

Nebulizatora należy używać zgodnie z instrukcją producenta dostarczoną z urządzeniem.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

W rzadkich przypadkach może wystąpić przejściowe podrażnienie (np. kaszel) lub odwracalne zwężenie oskrzeli. Zaleca się wstępne leczenie środkami rozszerzającymi oskrzela. W razie wystąpienia działań niepożądanych należy przerwać leczenie i zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE UŻYWANIA

Wyłącznie do jednorazowego użytku.

Stosować wyłącznie do inhalacji.

Nie do wstrzykiwań.

Przed użyciem sprawdzić, czy nie nastąpiło uszkodzenie jednodawkowej ampułki. Nie używać uszkodzonej ampułki.





nebutac® 3

INSTRUKCJA UŻYWANIA

Postępować zgodnie z instrukcjami użytkowania producenta nebulizatora.

W razie skłonności do rozwoju duszności lub nadwrażliwości nie wolno stosować roztworu do inhalacji bez nadzoru lekarza.

Nie mieszać z innymi lekami.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować po upływie daty ważności.

Po otwarciu jednodawkowej ampułki nie wolno jej używać powtórnie, ponieważ preparat nie zawiera konserwantów. Ponowne użycie ampułki może prowadzić do powstania ryzyka podania zanieczyszczonego roztworu.

Hipertoniczny 3% roztwór NaCl do inhalacji jest wyrobem medycznym klasy IIa.

DATA OZNACZENIA CE

11.12.2013

DATA ZATWIERDZENIA INSTRUKCJI UŻYWANIA

12/2013

OZNACZENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU

LOT numer serii

 data ważności

 do jednorazowego użytku

STERILE A

produkt poddany sterylizacji w trakcie aseptycznego procesu produkcji

 uwaga, patrz do instrukcji używania

 dane wytwórcy



LABORATOIRE UNITHER

Espace Industriel Nord
151 Rue André Durouchez
CS 28028
80084 Amiens Cedex 2
FRANCJA

DYSTRYBUTOR:



TACTICA
PHARMACEUTICALS

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Bankowa 4,
44-100 Gliwice, POLSKA
www.tactica.pl

Wyprodukowano we Francji

CE 0459