

IONOSCAR plaster jonoforetyczny na blizny

OPIS:

Specjalny plaster wskazany do zapobiegania bliznowcom i bliznom przerostowym i leczenia ich.

PRZEZNACZENIE:

Wyrób medyczny **IONOSCAR** plaster jonoforetyczny na blizny jest wskazany zarówno do wspomagania leczenia już powstałych blizn normalnych lub przerostowych, jak i do stosowania na już zagojone rany w celu normalizacji procesu naprawy i uniknięcia powstawania bliznowców lub blizn przerostowych.

SKŁAD:

Plaster składający się z tkaniny Texttronik® (40% bawełny, 40% poliestru i krzemionki, 10% miedzi, 10% cynku) i PET (politereftalan etylenu), pokryty hipoalergiczną matrycą klejącą z poliakrylanu zawierającego kwas hialuronowy.

Wyrób medyczny nie jest sterylny.

Wyrób medyczny nie zawiera lateksu.

MECHANIZM DZIAŁANIA:

IONOSCAR plaster jonoforetyczny na blizny to plaster oparty na opatentowanej technologii PATCHTRONIK, z samodzielnie generowanymi mikroprądami wytwarzanymi przez nałożenie plastra na skórę. **IONOSCAR** poprzez reakcję elektrochemiczną, wykorzystuje endogenny potencjał bioelektryczny, który wytwarza mikroprądy w kontakcie z włóknami miedzi i cynku obecnymi w tkaninie plastra. Okluzyjne właściwości plastra, w połączeniu z generowanymi przez niego mikroprądami, umożliwiają uporządkowaną odbudowę tkanek i normalną naprawę skóry. Plaster **IONOSCAR** stosuje się miejscowo za pomocą warstwy przylepnej, zawierającej kwas hialuronowy, który podnosi działanie nawilżające i miękczące plastra dzięki właściwościom błonotwórczym. Elektrolity obecne na powierzchni skóry i kwas hialuronowy zmieszany z warstwą adhezyjną tworzą wilgotne środowisko niezbędne do generowania mikroprądów.

INSTRUKCJA UŻYWANIA:

Nie należy używać wyrobu na ranach, nawet zamkniętych, na szwach ani zszywkach, na obszarach zainfekowanych, objętych stanem zapalnym ani podrażnionych. Wyrób należy stosować wyłącznie na idealnie zagojonych ranach z nienaruszoną skórą. Dokładnie umyć ręce. Oczyszczyć i zdezynfekować obszar, który ma być poddany zabiegowi i zadbać o to, aby był idealnie czysty i suchy, bez kremów i olejków. Otworzyć saszetkę i wyjąć plaster **IONOSCAR** jonoforetyczny na blizny. Plaster można przyciąć, aby dopasować go do rozmiaru blizny. Usunąć folię ochronną z tyłu i nałożyć plaster samoprzylepny na leczony obszar, tak aby dobrze przylegał do skóry. Pozostawić plaster na maksymalnie 7 dni, a następnie usunąć go. Po 1 dniu przerwy nałożyć nowy plaster. Zamknąć worek zamkiem błyskawicznym lub składając go, aby zabezpieczyć pozostałą zawartość.

Po użyciu należy zamknąć kopertę zamkiem błyskawicznym lub złożyć ją, aby zachować integralność pozostałych wyrobów.

PRZECHOWYWANIE I OKRES UŻYWANIA WYROBU:

Każdy wyrób jest przeznaczony do jednego zastosowania i nie może być ponownie użyty.

Ponowne użycie może wpłynąć na bezpieczeństwo i skuteczność wyrobu.

Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu.

Okres przydatności całego opakowania wynosi 3 lata.

OPAKOWANIE I WYMIARY:

Opakowanie zawiera: 2 plastry 10x20 cm.

OSTRZEŻENIA:

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Stosować wyłącznie na nieuszkodzoną, czystą i suchą skórę. Unikać stosowania na rany, nawet jeśli są zamknięte, na szwy lub zszywki, na obszary zainfekowane, objęte stanem zapalnym lub podrażnione. Stosować wyłącznie na idealnie zagojone rany z nienaruszoną skórą. Przechowywać plaster w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy uważnie przeczytać instrukcję używania. W przypadku wyraźnego podrażnienia lub nadwrażliwości na produkt należy natychmiast przerwać leczenie. Integralność i bezpieczeństwo produktu są gwarantowane przez integralność koperty i jej zamknięcia (w przypadku kopert wielodawkowych). Produkt jest jednorazowego użytku, nie może być ponownie użyty, ponieważ po pierwszym użyciu traci swoje właściwości klejące i jego skuteczność nie jest już gwarantowana. Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić wytwórcy (producentowi) oraz właściwemu organowi (Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa).



FASTMEDITALIA Srl

Siedziba: Via Fiume 25, 20832 Desio (MB), Italia

Biuro operacyjne: Via G. Verdi 16/B, 21020 Mornago (VA), Włochy

info@fastmeditalia.com



TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.

ul. Królowej Jadwigi 148a/1a, 30-212 Kraków