

Ocusept® PureClean chusteczki okulistyczne to wyrób medyczny wykonany w 100% z wiskozy, przeznaczony do usuwania z powiek i rzęs, zanieczyszczeń oraz wydzielin wywołanych podrażnieniem lub infekcją. Opatentowana formuła chusteczek zapewnia optymalne mechaniczne usuwanie wydzielin i zanieczyszczeń przy jednoczesnym zachowaniu fizjologicznego stanu miejsca zabiegu lub pielęgnowanego obszaru.

WSKAZANIA

Ocusept® PureClean chusteczki okulistyczne są szczególnie polecane w połączeniu ze standardowymi miejscowymi terapiami okulistycznymi w leczeniu:

- Zapalenia spojówek dowolnego pochodzenia lub charakteru
- Zapalenia powiek oraz zapalenia powiek i spojówek
- W profilaktyce przed- i pooperacyjnej

INSTRUKCJA UŻYWANIA

1. Dokładnie umyć ręce.
2. Wyjąć chusteczkę z saszetki.
3. Delikatnie przyłożyć chusteczkę do powieki i rzęs, trzymając oko zamknięte.
4. Przetrzeć obszar wokół oka kilka razy, aby odpowiednio usunąć wydzielinę z oczu i wszelkie inne pozostałości (zanieczyszczenia, kurz, pyłki, itp.).

W przypadku szczególnie uporczywej wydzieliny lub zablokowanych kanalików łzowych zaleca się podgrzanie nieotwartej saszetki w ciepłej wodzie (około 40°C) przez kilka minut, a następnie użycie chusteczki jako ciepłego kompresu, delikatnie masując. W przypadku stanu zapalnego należy schłodzić nieotwartą saszetkę w lodówce przez kilka godzin, a następnie przyłożyć otwartą chusteczkę do oka jako zimny kompres, pozostawiając ją na kilka minut.

Stosować dwa razy dziennie, najlepiej rano i wieczorem, przez okres maksymalnie 30 dni. Używać osobnej chusteczki do każdego oka. Po użyciu chusteczkę należy wyrzucić. Nie splukiwać obszaru po aplikacji.

SKŁAD

Witamina E TPGS, dwuzasadowy dodekahydrat fosforanu sodu, jednozasadowy dwuwodny fosforan sodu, chlorek sodu, diglukonian chlorheksydyny, sól sodowa HMG 50%, woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego do celów okulistycznych.
- Produkt jest jednorazowego użytku i przeznaczony dla jednego pacjenta; ponowne użycie może obniżyć jego skuteczność i spowodować infekcję.
- Produkt należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zaleca się długotrwałego lub ciągłego stosowania produktu poza wskazanym okresem, chyba że lekarz zaleci inaczej.
- Produkt jest przeznaczony do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 3 lat.
- W przypadku stosowania po operacji, chusteczki powinny być używane do delikatnego oczyszczania obszaru wokół oczu otaczającego operowany obszar, unikając bezpośredniego kontaktu z ranami chirurgicznymi, szwami lub pękniętą/uszkodzoną skórą. Produktu nie należy stosować bezpośrednio na rany chirurgiczne ani obszary uszkodzonej skóry.
- Nie stosować w przypadku znanej nietolerancji lub nadwrażliwości na jego składniki.
- Nie używać w przypadku uszkodzonego lub niezamkniętego opakowania przed pierwszym otwarciem.

- W razie wystąpienia działań niepożądanych, przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem.
- W przypadku infekcji nie należy używać tej samej chusteczki do obu oczu.
- Stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę i błony śluzowe.
- Nie stosować po upływie daty ważności zamieszczonej na opakowaniu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję używania.
- Po zużyciu właściwie zutylizować opakowanie.

Wszelkie działania niepożądane można zgłaszać producentowi na adres e-mail info@iromed-group.com. Zgłaszanie działań niepożądanych przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa wyrobu. Każdy poważny incydent związany z wyrobem medycznym należy zgłosić producentowi oraz właściwemu organowi (Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa).

ZAWARTOŚĆ

20 chusteczek jednorazowych.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

OKRES WAŻNOŚCI

Przy nieuszkodzonym opakowaniu, nie używać po dacie ważności wskazanej na opakowaniu. Chusteczkę, opakowanie i instrukcję używania należy przechowywać w tym samym miejscu, aby zachować informacje dotyczące prawidłowego stosowania.

 **IROMED GROUP S.r.l.**
Via Tempio del Cielo, 3/5 – 00144 Rzym (Włochy)

 **TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o. o.**
ul. Królowej Jadwigi 148A/1A, 30-212 Kraków



Objaśnienie symboli

	Producent
	Dystrybutor
	Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzeniem (UE) 2017/745
	Nr serii
	Należy uważnie przeczytać instrukcję używania.
	Wyrób medyczny
	Data ważności
	Data produkcji
	Przechowywać z dala od źródeł ciepła

	Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu
	Górny limit temperatury
	Po zużyciu właściwie zutylizować opakowanie
	Niesterylny
	Stosować u jednego pacjenta
	Nie używać ponownie.
	Wyrób przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku
	Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone i zapoznać się z instrukcją używania.